

Традиционная китайская медицина

Инновации 21 века

Проблемы современного человека

- Мужчины - занятость на работе, большой стресс
- Женщины - недостаточная двигательная активность, преждевременное старение
- Пожилые люди - ослабление организма, множественные болезни
- Дети - нездоровые привычки, низкий иммунитет

Традиционный подход общественного здравоохранения

- Медикаментозное лечение — устранение симптомов, а не причин, наличие побочных эффектов
- Уколы, лекарства (западная медицина, восточная медицина)
- Немедикаментозное лечение— медленный результат, невозможность продолжительного использования
- Занятия спортом
- Оздоровительная продукция
- Физиотерапия (массаж, иглоукалывание, банки и т.д.)
- Регуляция питания

Революционная оздоровительная методика 21-го века

- Легкое избавление от «трех гипер»
- Эффективное замедление старения
- Комфортное поддержание здоровья

Услышал

Увидел

Поверил?

您听过、见过、相信吗？

Комфортное лечение, легкое оздоровление

- Без лекарств без уколов
- Без боли
- Без повреждений
- Еще безопасней
- Достаточно лишь одного прибора
- Профилактика «трех гипер»
- Избавление от боли
- Регуляция внутренней секреции
- Улучшение сна
- Устранение проблем с позвоночником
- Укрепление половой функции
- Замедление старения
- Косметический эффект

БЭМ - Медицинское обслуживание меридианов

(буквальный перевод)

Меридианы- линии жизни
человеческого тела, они
связывают все внутренние
органы и части тела и
являются основой всех
лечебных практик ТКМ



Принцип действия биоэнергетического массажёра

Действие БЭМа основано на фундаментальных принципах учения восточной медицины о меридианах, в сочетании с достижениями современной науки в биоинформатике, энергетике, неврологии и других дисциплинах. Благодаря использованию новейших технологий он полностью моделирует эффект таких традиционных методик восточной медицина как иглоукалывание, массаж гуаша и туйна, прижигание, банки и многие другие.

Он направленно воздействует на биологически активные точки, увеличивает скорость и повышает эффективность лечения, очищает меридианы, восстанавливает нормальную циркуляцию Ци и крови, повышает энергию организма, восстанавливает баланс инь-ян внутренних органов. Данная методика эффективна для профилактики и лечения различных заболеваний, а также поддержания здоровья.

Противопоказания и меры предосторожности применения биоэнергомассажера

Существует ряд противопоказаний, при которых не рекомендуется применение биоэнергомассажера:

- Если клиент скептически относится к процедуре и не испытывает желание взаимодействовать со специалистом, выполняющим массаж;
- Опухоли, гематомы, инфекционные болезни, психические расстройства, тяжелые заболевания сердца, патологии головного мозга и легких;
- Переломы костей, кровотечения и склонность к кровотечениям, разрывы мышц, сухожилий и связок, гнойный артрит, повреждения кожных покровов, язвы, фурункулы и нарывы;

- Пороки развития позвоночника, костный стеноз позвоночного канала, стеноз межпозвоночного отверстия;
- Беременность, период менструации, послеродовые кровотечения.
- Старческая немощь, переутомление, чрезмерный голод; ранее, чем через полчаса после приема пищи, при алкогольном опьянении;
- Высокое кровяное давление (верхнее 160 mmhg, нижнее 120mmhg), операции на сердце, наличие кардиостимулятора и других имплантов.
- Дети до 8 лет.
- Не рекомендуется применять прибор в грозовую погоду.

Реакция обострения (согласно ТКМ улучшение организма всегда происходит через стрессовую реакцию) – это освобождение меридианов, восполнение Ци, быстрое выведение токсинов, которые достигаются благодаря высокотехнологичному воздействию биоэнергомассажера. Ци приводит в движение кровь. Когда Ци и кровь беспрепятственно циркулируют в организме, достигается быстрое выведение токсинов, улучшение усвоения питательных веществ, укрепление иммунной системы и способности организма к самовосстановлению. В период использования прибора может появиться ощущение прилива сил и энергии; при активной детоксикации могут участиться позывы в туалет; в процессе освобождения меридианов может появиться ощущение ломоты и ноющей боли; в процессе самовосстановления организма может проявляться усталость и сонливость.

Оптимальное время сеанса биоэнергомассажа.

Обычно биоэнергомассажер применяют 1–2 раза в день, при этом рекомендуемая продолжительность процедуры – 30–60 минут. Начинать использовать прибор следует с коротких временных интервалов и постепенно увеличивать продолжительность процедур, учитывая возраст и состояние организма. Чем старше человек и слабее состояние организма, тем короче должна быть продолжительность процедуры.

Лучшее время для регуляции организма утром с 8 до 12 часов и во второй половине дня с 14 до 21 вечера. Не рекомендуется применять прибор в более поздние часы.

Рекомендуется использовать биоэнергомассажер на протяжении 7 дней, затем сделать перерыв на 1 день, а затем снова использовать, уже на протяжении 15 дней. Снова выдержать паузу 3-5 дней. Таким образом постепенно вы дойдете до полноценного 30-дневного регуляционного курса массажа.

Преимущества терапевтического воздействия биоэнергомассажера?

Главное преимущество биоэнергомассажера заключается в соединении эффектов иглоукалывания и прижигания, массажа гуаша, техники хлопкового массажа туйна, воздействия огнём, вакуумной терапии, использования иглоножа и других техник в одном приборе. Это комплексное воздействие на организм с помощью объединенных китайских традиционных методик Ян-Шэн и современных способов поддержания здоровья:

1. Технологии: гармоничное сочетание теории традиционной китайской медицины и современных подходов физиотерапии.
2. Простота: легкость обучения, не требует долгой массажной практики, удобство работы .
3. Эффективность: моментальное воздействие на меридианы, активизация свободного движения Ци в организме, очевидный и быстрый эффект. Результат от первого применения в более 70% случаев.
4. Спектр воздействия: верхняя часть тела, регуляция баланса Инь-Ян внутренних органов, баланса энергии Ци, достижение цели по излечению, комплексному оздоровлению, косметический эффект.
5. Безопасность: удивительная техника, абсолютно новый прибор, обладающий безопасным и длительным эффектом на организм, комфортная и безболезненная процедура оздоровления.
6. Экономическая выгода: доступная цена.
7. Удобство: персональный врач и косметолог у вас дома.



Заниматься своим
здоровьем нужно не за три
дня до смерти, а за три года
до начала болезни
китайская мудрость